

— 歯科医師考案 —

一般医療機器：口腔・嚥下機能訓練器具
医療機器届出番号：13B3X10185000067

キープアツプケア

舌トレで、口腔・嚥下機能改善

簡単なカスタマイズで、らくらく口腔・嚥下トレーニング



日・米特許取得
形状特許 特許4360688号



オーラルフレイル対策

- ・小児のMFTに
- ・発音・発声トレーニング
- ・耳抜きトレーニング ets


ハンズフリーで、いつでも舌トレ

キープアップケア（ユース）とは


強化、運動指導しにくい口腔・嚥下機能をトレーニングする器具

キープアップケア

上方図



背面図



キープアップケアユース

上方図



背面図



キープアップケア（ユース）の6つの特徴

1. 軟らかい素材（EVA樹脂・熱可塑性）を使用。
2. ハンズフリーで、嚥下運動に順じた舌筋群をトレーニング。
3. お湯で、簡単にカスタマイズでき多様な口腔環境に対応。
4. 咬合部をかむことで、咀嚼筋群をトレーニング。
5. お口を閉じて、口周りの筋群をトレーニング。
6. 発音・発声および耳抜きトレーニング。

キープアップペレット
(充填適合材料)



使用方法

上顎に装着し、突起に舌尖をつけたままで斜面板を舌全体で押し上げます。
装着したまま「だ液」を飲みこみ嚥下を繰り返す。
継続・習慣化してもらうことが、ポイントです。

舌の吸盤化



種類（硬さ・軟化温度）

スタート（60℃以下） ソフト（70℃以下） ミディアム（80℃以下）

ご用命は

製造販売元：有限会社イオス

東京都八王子市大船町660

TEL：042-668-8625